

**Schlankheitsger ät 1  
Typ: GZHT-JK707**



**PACKING LIST**

<b>Description</b>	<b>Qty</b>
<b>Strong ultrasonic head</b>	<b>2pc</b>
<b>RF head</b>	<b>1pc</b>
<b>Oriented cellulite cracking head with color spectrum</b>	<b>6pcs</b>
<b>Connective wire</b>	<b>6pcs</b>
<b>Bandage</b>	<b>12pcs</b>
<b>Power supply wire</b>	<b>1pc</b>
<b>User manual</b>	<b>1pc</b>

\*Die Maschine JK707 hat CE –Pr üfzeichen.

\*Das Geh äuse besteht aus ACRYLIC und das Ger ät wiegt 15 kg.

\*Herstellung des Musters ben ötigt 5 Arbeitstage.



Ultrasonic head

OUTPUT FREQUENCY: 1MHZ    OUTPUT POWER: 1-50W, VOLTAGE: 110/220/240V



8 photon

FREQUENCY: 1MHZ    OUTPUT POWER: 1-100



RF head

BIPOLAR RF

OUTPUT FREQUENCY: 1MHZ    OUTPUT POWER: 300W

## Schlankheitsger ät 2

Typ: GZTM-TM657 Ultrasonic Cavitation Slimming Machine



<b>TM-657 Ultrasonic Cavitation Slimming Machine</b>
1. Power: 1000w
2. voltage:110V-220V
3. touched screen : 8" X 8"
4. 8 pieces ultrasonic heating slices: a. frequency: 1MHZ a. Positive Pulse : 30 to 70 Negative Pulse :0 to 60 b. Tightening Intensity I : 0 to 20 ;Heating Intensity I :0 to 10 can be adjusted c. Tightening Intensity II:0 to 20 ; Heating Intensity I :0 to 10 can be adjusted
5. 1 Ultrasonic treatment head a. frequency : 1MHZ b. Intensity :0 to 10 can be selected
6. 1 pieces vacuum +RF liposuction head a. frequency: 0-15Mhz b. the power of the vacuum : 0 to 5 can be selected c. gas pressure of cavitation : 1 to 8pa
7. 1 pieces RF (RF treatment head) a. frequency : 1MHZ b. Intensity : 0 to 20 can be adjusted

\*Die Maschine TM657 hat CE –Prüfzeichen.

\*Das Gehäuse besteht aus ABS und das Gerät wiegt 65kg.

\*Herstellung des Musters benötigt 7 Arbeitstage.